


Поликлональное Антитело Против Цитокератина 19 (Krt19) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P08727

Артикул: CM0016636



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого цитокератина 19 (KRT19/CK19), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрёстно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований эпителиальной биологии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Цитокератин 19 (KRT19) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	K19; CK19; K1CS; Цитокератин 19 (KRT19)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3880
GeneID	3880
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-340 человеческого цитокератина 19 (KRT19) (NP_002267.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08727
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом