


Кроличье Моноклональное Антитело Против Антицитокератина 19 (Krt19) Для If, Ihc, Fc, Elisa — P08727

Артикул: CM0006224



введение

Кроличье моноклональное антитело против цитокератина 19 человека (KRT19), валидированное для IF/ICC, IHC-P, FC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований костомеров мышц и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цитокератина 19 (KRT19)
Примечания/синонимы	K19; CK19; K1CS
Вид	Человек
GeneID	3880
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 301–400 цитокератина 19 человека (KRT19) (NP_002267.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (внутриклеточная), ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08727
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом