

Анти-Цитокератин 20 (Krt20) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Артикул: CM0013322

введение

Кроличья поликлональная антитело против Цитокератина 20 (KRT20), подходящая для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для изучения организации кератиновых филаментов, секреции муцина и биологии кишечного эпителия. Часть портфолия сырья для IVD от CamelBio для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 20 (KRT20) Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Цитокератин 20 (KRT20)
Вид	Человек
ID гена	54474 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-424 человеческого Цитокератина 20 (KRT20) (NP_061883.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35900
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом