

Анти-Цитокератин 2Е (Krt2) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35908

Артикул: CM0016174

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого цитокератина 2е (KRT2), валидированные для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Реакция перекрестная с мышью и крысой. Подходят для исследований эпидермальной дифференцировки, кератиновых промежуточных филаментов и функции кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 2е (KRT2) кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	K2e; K RTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Цитокератин 2е (KRT2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3849
GeneID	3849
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого цитокератина 2е (KRT2) (NP_000414.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35908
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом