

Кроличья Моноклональная Антитело Против Цитокератина 4 (Krt4) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P19013

Артикул: CM0002007

введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого цитокератина 4 (KRT4), подходит для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований многослойного плоского эпителия слизистых оболочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Цитокератин 4 (KRT4) кроличья моноклональная антитело
Примечания/псевдонимы	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Cytokeratin 4 (KRT4)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3851
ID гена	3851
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P19013
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	С ледяным пакетом