


Кроличье Поликлональное Антитело Против Цитокератина 5 (Krt5) Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ип, Ифа — P13647

Артикул: CM0026062



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому цитокератину 5 (KRT5), валидированное для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения биологии промежуточных филаментов в базальных кератиноцитах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 5 кроличье pAb
Примечания/алиасы	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Цитокератин 5 (KRT5)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3852
ID гена	3852
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 5 (KRT5) (NP_000415.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13647
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Сумка-холодильник