


Моноклональное Антитело Против Цитокератина 5 Для Wb, IHC-P, Elisa - P13647

Артикул: CM0002494



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Цитокератина 5 (KRT5), подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эпидермиса и кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 5 кроличий mAb
Примечания/Псевдонимы	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Цитокератин 5 (CK5)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3852
GeneID	3852
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 491-590 человеческого Цитокератина 5 (KRT5) (P13647)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13647
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	Сумка со льдом