

## Моноклональное Антитело Против Цитокератина 6 (Krt6) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P48668

Артикул: CM0002536

### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело от CamelBio нацеливается на человеческий цитокератин 6 (KRT6, SWISS P48668), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Подходит для исследований в области биологии эпителия и дерматологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Цитокератин 6 (KRT6) Кроличье mAb                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | K6E; KRT6E; PPKNEFD; Цитокератин 6 (KRT6)                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                           |
| ID гена (Человек)         | 286887                                                                                            |
| ID гена                   | 286887                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 465-564 человеческого цитокератина 6 (P48668) |
| Источник                  | Кролик                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                           |
| SWISS                     | P48668                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 60 кДа                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                    |