

Кроличье Моноклональное Антитело Против Цитокератина 6 (Krt6) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - P02538

Артикул: CM0008141



введение

Высокоочищенное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий цитокератин 6 (KRT6A). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований целостности эпителия, заживления ран и биологии кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цитокератина 6 (KRT6)
Примечания/Альтернативные названия	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokeratin 6 (KRT6)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3853
GeneID	3853
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 6 (KRT6) (P02538).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия в парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02538
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом