

Кроличье Поликлональное Антитело Против Цитокератина 6 (Krt6) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P02538

Артикул: CM0030483



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому цитокератину 6 (KRT6), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует полосу около 60 кДа; идеально для изучения целостности эпителия, заживления ран и кератинопатий. - P02538

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против цитокератина 6 (KRT6)
Примечания/Альтернативные названия	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokeratin 6 (KRT6)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3853
ID гена	3853
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 6 (KRT6) (NP_005545.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02538
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом