

Моноклональное Антитело Против Цитокератина 7 (К) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc), Ифа (Elisa) - P08729

Артикул: CM0005232



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого цитокератина 7 (KRT7, CK7). Подходит для обнаружения методом WB, IF, IHC, ELISA. Перекрестно реагирует с ортологами мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (a.o. 291-463, P08729).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 7 (KRT7) кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	K7; KRT7; SCL; K2C7; Цитокератин 7 (CK7)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3855
ID гена	3855
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 291-463 человеческого цитокератина 7 (KRT7) (P08729)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08729
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом