

## Моноклональное Антитело Против Цитокератина 7 (Krt7) Для Wb, Ihc-P, If, Elisa - P08729

Артикул: CM0004568



### введение

Кроличье моноклональное антитело против цитокератина 7 (KRT7), валидированное для WB, IHC-P, IF и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований в области биологии эпителия и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Цитокератин 7 (KRT7) кроличье мАт                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | K7; CK7; SCL; K2C7; Цитокератин 7 (KRT7)                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)         | 3855                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого цитокератина 7 (KRT7) (P08729) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | P08729                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 51 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                     |