

Анти-Цитокератин 7 (Krt7) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P08729

Артикул: CM0024480



введение

Кроличья поликлональная антитело к цитокератину 7 (KRT7), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ (IF-P), ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на цитоскелетный белок, участвующий в сигнальном пути интерферона и регуляции трансляции вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 7 (KRT7) кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	K7; CK7; SCL; K2C7; Цитокератин 7 (KRT7)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3855
GeneID	3855
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-469 человеческого цитокератина 7 (KRT7) (NP_005547.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08729
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете