

Анти-Цитокератин 8 (Krt8) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05787

Артикул: CM0016189



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против Цитокератина 8 (KRT8). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для изучения кератиновых промежуточных филаментов и механики эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитокератин 8 (KRT8) Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Цитокератин 8 (KRT8)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3856
ID гена	3856
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-483 человеческого Цитокератина 8 (KRT8) (NP_002264.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05787
Молекулярный вес белка	54 кДа/56 кДа
Доставка	Сумка со льдом