

Кроличье Поликлональное Антитело Против Антицитокератина 9 (Krt9) Для Wb, If-P, Elisa - P35527

Артикул: CM0016100

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого цитокератина 9 (KRT9), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Выявляет KRT9 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований дифференцировки пальмоплантарных кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против цитокератина 9 (KRT9)
Примечания/синонимы	K9; CK-9; EPPK; цитокератин 9 (KRT9)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3857
GeneID	3857
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150–450 человеческого цитокератина 9 (KRT9) (NP_000217.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35527
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом