


Поликлональное Антитело Anti-Cytokeratin Ae1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Артикул: CM0029508



введение

Кроличье поликлональное антитело Cytokeratin AE1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознает кератины человека, мыши, крысы (KRT10/14/15/16/19) с молекулярными массами 44-59 кДа. Идеально для исследований эпителиальной дифференцировки и карцином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Cytokeratin AE1
Примечания/Альтернативные названия	BIE; ЕНК; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Молекулярная масса белка	59кДа/52кДа/49кДа/51кДа/44кДа
Условия доставки	В пакете со льдом