


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Anti-Cytokeratin Ae1 Для If-P, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Артикул: CM0008515



введение

Кроличыи моноклональные антитела против Cytokeratin AE1, выявляющие множественные кератины типа I (K10, K14, K15, K16, K19). Валидированы для IF-P, IHC-P и ELISA на тканях человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биологии эпителиальных клеток и карцином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cytokeratin AE1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BIE; ЕНК; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Молекулярный вес белка	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Доставка	Сумка со льдом