


Кроличье Поликлональное Антитело Против Цитокератина АеЗ Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

Артикул: CM0025134



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на цитокератин АЕЗ (К1, СК1, ЕНК), валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека. Идеально для исследований в области биологии эпителия и кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье рAb против цитокератина АЕЗ
Примечания/Альтернативные названия	К1; СК1; ЕНК; АЕ12; ЕНК1; ЕРРК; КРТ1А; НЕРРК
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GeneID	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 181-280 человеческого цитокератина АЕЗ (NP_006112.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
Молекулярная масса белка	66кДа/65кДа/64кДа/56кДа/62кДа/60кДа/51кДа
Условия доставки	В пакете со льдом