


Поликлональное Антитело Против δ -Катенина/P120 Катенина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O60716

Артикул: CM0024396



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на δ -Катенин/p120 Катенин (CTNND1). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным образцам. Исследуйте клеточную адгезию, транскрипцию и передачу сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к δ -Катенину/p120 Катенину
Примечания/Альтернативные названия	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Катенин/p120 Катенин
Вид	Человек
GeneID	1500
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-968 человеческого δ -Катенина/p120 Катенина (NP_001078927.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60716
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом