


Кроличье Моноклональное Антитело Против Δ-Катенина/P120 Катенина Для ВБ, Игг-П, Ип, Ифа — O60716

Артикул: CM0002842



введение

Кроличье моноклональное антитело против δ-катенина/p120 катенина (O60716). Валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА у человека, мыши и крысы. Регулирует стабильность кадгеринов, транскрипцию и сигнализацию GTPаз Rho. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	δ-катенин/p120 катенин, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альясы	CAS, p120, BCDS2, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ-Catenin/p120 Catenin
Вид	Человек
ID гена (человек)	1500
ID гена	1500
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 869-968 человеческого δ-катенина/p120 катенина (O60716)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60716
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Холодильный пакет