


Антитела Кролика Поликлональные Против Δ-Катенина/P120 Катенина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60716

Артикул: CM0024613



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого δ-катенина/p120 катенина, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Для исследований клеточной адгезии и рака. Предполагаемая ММ 108 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] δ-Катенин/p120 Катенин кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	CAS; p120; BCD52; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1500
ID гена	1500
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60716
Молекулярный вес белка	108kDa
Доставка	Сумка со льдом