

Поликлональные Антитела Против D2Hgdh Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N465

Артикул: CM0024032



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого D2HGDH, для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения метаболизма D-2-гидроксиглутарата, функции митохондрий и связанных механизмов заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	D2HGDH кролик pAb
Примечания/Псевдоним	D2HGD; D2HGDH
Вид	Человек
ID гена	728294
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 322-521 человеческого D2HGDH (NP_689996.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8N465
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом