

Поликлональная Антитело К D53 Для Вб И Ифа — Q2Rbp2

Артикул: CM0022897



введение

Кроличье поликлональное антитело к белку DWARF 53 (D53) риса посевного (*Oryza sativa*). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения сигналинга стриголактона и развития побегов у риса. Молекулярная масса примерно 123 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	D53 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	D53; DWARF53; Osl_32651
Вид организма	Oryza sativa
GeneID	4349543
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1000-1100 белка D53 Oryza sativa (Q2RBP2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q2RBP2
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	Айс-пакет