

Кроличья Поликлональная Антитело Против Daam2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q86T65

Артикул: CM0025387

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против DAAM2, подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Незаменимый инструмент для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAAM2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NPHS24; dJ90A20A.1; DAAM2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23500
ID гена	23500
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-86 человеческого DAAM2 (NP_056160.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86T65
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	Хладоэлемент