

Поликлональное Кроличье Антитело Против Dab1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — O75553

Артикул: CM0016299

введение

Кроличье поликлональное антитело против DAB1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Направлено на адаптер сигнального пути рилина, идеально подходит для исследований нейрональной миграции и развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAB1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SCA37; DAB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1600
ID гена	1600
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–185 человеческого DAB1 (NP_066566.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75553
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом