


Кроличья Поликлональная Антитела Против Dab2 Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Elisa - P98082

Артикул: CM0028682



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок disabled homolog 2 (DAB2/DOC2), валидированные для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии, ELISA. Ключевой реагент для исследований эндоцитоза, передачи сигналов и рака. Специфичны к человеческому DAB2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAB2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	DOC2; DOC-2; DAB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1601
ID гена	1601
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 340-580 человеческого белка DAB2 (NP_001334.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, проточная цитометрия, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P98082
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом