

Поликлональное Антитело Anti-Dach1 Для Wb, Elisa - Q9Ui36

Артикул: CM0024781



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DACH1, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы. Детектирует белок 79 кДа, фактор транскрипции, участвующий в органогенезе и передаче сигналов TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DACH1 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	DACH; DACH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1602
ID гена	1602
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Ui36
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом