

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Dad1 (Wb, Elisa) — P61803

Артикул: CM0018496



введение

Поликлональное антитело кролика к DAD1, валидированное для WB и ELISA. Выявляет DAD1 человека, мыши и крысы — субъединицу комплекса OST, критически важного для N-гликозилирования. Идеально подходит для исследований стресса эндоплазматического ретикулума и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DAD1
Примечания/синоним	OST2; DAD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1603
GeneID	1603
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 DAD1 человека (NP_001335.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61803
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет