

Поликлональные Антитела Против Dag1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14118

Артикул: CM0024029



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DAG1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/культура клеток (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают дистрогликан у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, мышечной дистрофии и проникновения вирусов в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAG1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1605
ID гена	1605
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 654–749 человеческого DAG1 (NP_004384.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14118
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Хладопакет