

Поликлональное Антитело Против Dag1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q14118

Артикул: CM0016072



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DAG1 (Дистрогликан 1), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Подходит для изучения сигналинга комплекса дистрогликана, внеклеточного матрикса и рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAG1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Вид	Человек
ID гена	1605
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 776-895 человеческого DAG1 (NP_001171108.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14118
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом