


Поликлональное Антитело Против Dao, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Ифа - P14920

Артикул: CM0025822



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческой D-аминокислотной оксидазы (DAO). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований метаболизма, нейробиологии и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAO Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1610
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-347 человеческой DAO (NP_001908.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14920
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом