

Моноклональное Антитело К Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53355

Артикул: CM0002464



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против остатков 250-350 DAP Kinase 1 (DAPK1). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Для исследований в области апоптоза, аутофагии и сигнальных путей выживания клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DAPK, ROCO3, DAP Kinase 1 (DAPK1)
Вид	Человек
ID гена	1612
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P53355
Молекулярный вес белка	160 кДа
Доставка	Сумка-холодильник