

Поликлональное Антитело Против Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P53355

Артикул: CM0027435



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого DAP Kinase 1 (DAPK1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований апоптоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DAPK; ROCO3; DAP Kinase 1 (DAPK1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1612
ID гена	1612
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1141-1430 человеческого DAP Kinase 1 (DAPK1) (NP_004929.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53355
Молекулярный вес белка	160кДа
Доставка	Сумка со льдом