

Анти-Dap3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P51398

Артикул: CM0025719



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого DAP3 (MRPS29), валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований в области биологии митохондрий и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7818
ID гена	7818
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 159-398 человеческого DAP3 (NP_387506.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51398
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом