


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dapk3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифц (If/Icc) И Ифа (Elisa) - O43293

Артикул: CM0013285



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против DAPK3 (ZIPK/DLK). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Поддерживает исследования апоптоза, аутофагии и динамики актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAPK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1613
GeneID	1613
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DAPK3 (NP_001339.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43293
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент