

Поликлональные Антитела Против Dapp1 Для Вестерн-Блота, If/Icc, Ифа - Q9Un19

Артикул: CM0013035



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DAPP1 (BAM32), валидированные для использования в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для исследований сигналинга В-клеточных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAPP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	BAM32; DAPP1
Вид специфичность	Человек
ID гена (человек)	27071
ID гена	27071
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-273 человеческого DAPP1 (NP_055210.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UN19
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовой пакет