

## Моноклональное Антитело Против Darpp32 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-F, Elisa - Q9Ud71

Артикул: CM0007325

### введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против DARPP32 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунофлуоресценции на фиксированных клетках и ELISA. Определяет DARPP32 у человека, мыши и крысы, идеально для исследований дофаминовой сигнализации и ингибирования PP1.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | DARPP32 Кроличье моноклональное антитело (mAb)                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | DARPP32; DARPP-32                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                        |
| ID гена (Человек)                  | 84152                                                                                                                          |
| ID гена                            | 84152                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид                                                                                                           |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на фиксированных клетках (IF-F), ELISA |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                           |
| SWISS                              | Q9UD71                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 23 кДа                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                              |