

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Darpp32 Для Wb, Elisa — Q9Ud71

Артикул: CM0008237

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий DARPP32 (PPP1R1B, DARPP-32). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Важный инструмент для изучения ингибирования протеинфосфатазы 1, регулируемого дофамином/цАМФ, и сигнальных путей нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб DARPP32
Примечания/алиас	DARPP32; DARPP-32
Вид	Человек
GeneID (человек)	84152
GeneID	84152
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9UD71
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом