

Поликлональное Антитело Против Dars, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, Ip, Elisa - P14868

Артикул: CM0029330



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий DARS (Аспартат-тРНК-лигаза). Подходит для вестерн-блоттинга, ИHC-P, иммунопреципитации и ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований трансляции белков, метаболизма аминокислот и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DARS Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	DARS; HBSL; aspRS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1615
ID гена	1615
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 222-501 человеческого DARS (NP_001340.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИHC-P, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14868
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В пакете со льдом