

Поликлональные Антитела Против Anti-Dars2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q6Pi48

Артикул: CM0030223



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DARS2, нацеленные на митохондриальную аспартил-тРНК-синтетазу. Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА на образцах человека и мыши. Полезны для исследований митохондриального трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DARS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LBSL; ASPRS; mtAsPRS; MT-ASPRS; DARS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55157
GeneID	55157
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6PI48
Молекулярный вес белка	74 кДа
Доставка	В ледяном пакете