

Моноклональное Кроличье Антитело Против Daхх Для Вестерн-Блота, Ифа — Q9Uer7

Артикул: CM0003119



введение

Моноклональное кроличье антитело против Daхх, валидированное для работы с человеческими образцами в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Направлено на белок 6, ассоциированный с доменом смерти — транскрипционный корепрессор и гистоновый шаперон, участвующий в апоптозе и ремоделировании хроматина. SWISS: Q9UER7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело против Daхх
Примечания/Альтернативные названия	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daхх
Вид	Человек
ID гена (человек)	1616
ID гена	1616
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 200-300 человеческого Daхх (Q9UER7))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UER7
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Хладоэлемент