

Кроличья Моноклональная Антитела Против Dazap1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ep5

Артикул: CM0003127



введение

Кроличья моноклональная антитела к DAZAP1, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Распознает DAZAP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репродуктивной биологии и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAZAP1 кроличья мкАт
Вид	Человек
ID гена (человек)	26528
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий аминокислоты 265-407 DAZAP1 человека (Q96EP5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EP5
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом