

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Dazap2 Для Wb И Elisa — Q15038

Артикул: CM0017925

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого DAZAP2, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения деградации HIPK2, ответа на повреждение ДНК и передачи сигналов Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DAZAP2
Примечания/синоним	PRTB; DAZAP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9802
Идентификатор гена	9802
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-168 человеческого DAZAP2 (NP_055579.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
Идентификатор UniProt	Q15038
Расчётная молекулярная масса	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом