

Поликлональное Кроличье Антитело Против Dazl Для Wb, Elisa — Q92904

Артикул: CM0012982

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого DAZL, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. DAZL — это РНК-связывающий белок, необходимый для гаметогенеза, что делает данное антитело идеальным для исследований репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DAZL
Примечания/псевдонимы	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Вид	Человек
GeneID (человек)	1618
GeneID	1618
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186-295 человеческого DAZL (NP_001342.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92904
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом