


Поликлональные Антитела Против Dbh Для Wb, Ihc-P, Elisa - P09172

Артикул: CM0018626



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DBH, валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Реагируют с дофамин-бета-гидроксилазой человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения биосинтеза нейромедиаторов. Доставка в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DBM, ORTHYP1, DBH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1621
GeneID	1621
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 388-617 человеческого DBH (NP_000778.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09172
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Пакет со льдом