


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Dbh Для Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa — P09172

Артикул: CM0010758



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого DBH, валидированное для WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Для исследований биосинтеза нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBH Rabbit mAb
Примечания/синонимы	DBM; ORTHYP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1621
ID гена	1621
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 388-617 человеческого DBH (NP_000778.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P09172
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом