


Поликлональные Антитела Против Dbі Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - P07108

Артикул: CM0016664



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого DBI (ACBD1, EP), валидированные для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований в области метаболизма и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBI Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1622
GeneID	1622
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-104 человеческого DBI (NP_001171513.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07108
Молекулярный вес белка	10-12 кДа
Доставка	Сумка-холодоземмент