

Кроличья Моноклональное Антитело Против DbI Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P07108

Артикул: CM0005272



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому DBI (ACBP), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает полосу 10-12 кДа, подходит для изучения метаболизма ацил-KoA и модуляции GABAA-рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBI Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Вид	Человек
GeneID	1622
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-104 человеческого DBI. (NP_001171513.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07108
Молекулярная масса белка	10-12 кДа
Доставка	Сумка со льдом