

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dbi Для Wb, If, Ihc, Elisa - P31786

Артикул: CM0027073

введение

Кроличья поликлональная антитело против мышиногo DBI (ацил-КоА-связывающий белок/ингибитор связывания диазепама), валидированное для WB, IF, IHC и ELISA. Обнаруживает эндогенный DBI в тканях мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транспорта липидов и модуляции ГАМК-рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBI Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EP; Acbp; ACBD1; эндозепин
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	1622
ID гена (Мышь)	13167
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-87 мышиногo DBI (NP_031856.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P31786
Молекулярный вес белка	10-12 кДа
Доставка	С ледяным пакетом