


Кроличья Поликлональная Антитела К Dbi Для Wb, Ip, Elisa — P07108

Артикул: CM0026543



введение

Высокоаффинная кроличья поликлональная антитела против человеческого диазепам-связывающего ингибитора (DBI/ACBP), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА; выявляет полосу размером 10–12 кДа; перекрестно реагирует с человеческим DBI; подходит для исследований метаболизма липидов, сигналинга нейропептидов и внутриклеточного транспорта ацил-КоА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к DBI
Примечания/Алиасы	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Вид	Человек
ID гена (человек)	1622
ID гена	1622
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-104 человеческого DBI (NP_001171513.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07108
Молекулярная масса белка	10–12 кДа
Доставка	С холодильным агентом